

ミニプチ小鼻 (2ヶ月分) ~顔トレ&睡眠美容 フェイシャルテーピング~

900円 (税込990円)

“脱マスク”前にやっておきたい！テープで顔トレ！寝ている間に表情筋トレーニング


**お客様サポート充実！**  
公式LINE登録するだけで、**テーピングのレッスン動画**などのコンテンツが無料で利用できます。さらにLINEで質問を受け付け、お客様をサポートします。

**3年続いたマスク生活、脱マスクで顔を出すのが怖い？!**  
マスク生活が長くなり、無表情でいることが多くなると、表情筋を使わないことで顔がたるみ、マスク前より老け顔になる「マスク老け」を感じる人が続出しています。**整形はしたくない！でも顔は変化させたい人に最適です。**

フェイシャルテーピング専用テープはデリケートなお顔の肌に負担を与えないように、通常の絆創膏のようなテープとは違う性能や機能を独自に持っています。高品質でありながらも安く続けることができますので、どなたにもお勧めできます。


1. やさしい伸びが肌を傷めない

専用テープに使用されている許新素材は全方向に4倍以上の伸縮性があるので、肌や複雑な表情筋の動きに合わせてや




2. 素材のやわらかさが通常の4倍

2倍に伸ばした時、市販の塩ビ絆創膏の素材とを比較すると4倍もやわらかさに違いが出ます。このやわらかさ(柔軟性)が肌



3. 考え抜かれた通気性と粘着性

素材は空気が通り抜ける隙間がたくさんあり、さらに、粘着剤も通気孔がある発泡アクリル粘着剤を使用しています。汗によるムレや肌荒れの心配や、はがすとき



製造・発売元	メディカル・エイド株式会社 クリア事業部		生産	素材、製造とも日本製	
JAN	4533208001778		グループ商品	アイ・パッチリン	お顔ヒッパロンL
発売日	2023年4月中旬			お顔ヒッパロンM	目の下ヒッパロン
商品サイズ	W70×H 30mm(紙個包装サイズ)		重量	14g	紙個包装30枚
個装サイズ	W90×D8×H130 mm		重量	20g	入数 30枚
内箱サイズ	W190×D105×H145 mm		重量	672g	入数 30袋
外箱サイズ	W400×D310×H550 mm		重量	14.3kg	入数 600(30×20)
製品材質	テープ基材:ウレタン不織布 粘着剤:アクリル発砲粘着剤				
特徴	就寝前に顔にテーピングして表情筋をトレーニングし、睡眠中に目や鼻、フェイスラインを理想の形にテープで固定してクセづける「顔トレ&睡眠美容」フェイシャルテーピング。過去20年間でクレームになるトラブルは0件。ミニプチ小鼻は小鼻をひきしめ、鼻先をシャープにし、バランスの取れた鼻の形を作ります。				
美容整形レベルに変化させます。					
特許	日本、アメリカ、中国、韓国、台湾				
注意事項	●皮膚にシワがよるくらい、強く引っばらないで下さい。●キズ、湿疹、日焼けなど皮膚に異常がある場合は使用しないで下さい。●お肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。				